



		Control de calidad	El desarrollo del dispositivo sigue los principios de las normas ISO 13485 e ISO 14971	No funcional	Should have
			El dispositivo puede ensamblarse a partir de las piezas 3D y la electrónica en un tiempo no muy prolongado (<1 hora)	No Funcional	Should have
		Ensamblaje	El dispositivo armado puede acoplarse y desacoplarse de la silla de ruedas con facilidad y en un tiempo corto (<15 minutos)	No Funcional	Should have
		Despliegue de software	La electrónica del dispositivo se encuentra dispuesta en un case pequeño adherido a la parte inferior de las palancas	No Funcional	Should have
	Realización / Producción	Mantenimiento	Las partes son reemplazables con facilidad a bajo costo	No funcional	Should have
			El dispositivo no cuenta con una curva de aprendizaje compleja, ya que usa el mecanismo intuitivo de "remo" sin instrucciones complejas mediante palancas con agarre seguro.	No funcional	Should have
		Uso	El dispositivo tiene una vida útil mínima de 5 años	No funcional	Should have
	Uso	Transporte	El dispositivo cuenta con un peso leve-moderado que no compromete su transporte ni acoplado (<5 kg)	No Funcional	Must have
		Planificación	El dispositivo permitirá la sustitución de piezas impresas en 3D y actualizaciones de componentes electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.	No Funcional	Should have
	Organización	Mercado	El dispositivo está dirigido a usuarios con lesión medular con bajo rango de movimiento y enfocada en contextos de bajos recursos	No funcional	Must have